

Energy for People GmbH – Hersteller der PHYSIOTRON und PHYSIOvital Produkte

Die Energy for People GmbH ist ein europaweit agierendes Familienunternehmen mit Firmensitz in Oberösterreich und seit 1995 als zukunftsorientierter Hersteller von natürlichen, regulativen und bioenergetischen Produkten unter den Marken PHYSIOTRON und PHYSIOvital bekannt. Mit dem MEDizinischen EXpertenring (MED.EX.) als wissenschaftlich kompetentem Beirat stehen stets Innovation und Kundenorientierung im Zentrum des Unternehmens.

Produkte für mehr Wohlbefinden

Die PHYSIOTRON und PHYSIOvital Produkte werden von anspruchsvollen, naturheilkundlich denkenden Medizinern, Naturpraktikern und gesundheitsbewussten Menschen mit dem Ziel der Regeneration, Entspannung, Vitalisierung und Leistungsoptimierung genutzt.



Inhaltsverzeichnis



PHYSIOTRON - Controller

Controller Professional	Seite 6
Controller Basic	Seite 6



PHYSIOTRON - Basic Induction

Relaxsessel	Seite 8/9
Matten- und Segmentapplikatoren	Seite 10/11
Veterinär Applikatoren	Seite 12



PHYSIOTRON - Point Induction

PHYSIOpointer	Seite 14
PHYSIOpointer mini	Seite 15
MULTIpointer	Seite 16
Intensivapplikator	Seite 17
Doppelpunktapplikator	Seite 18



PHYSIOTRON - Light Induction

ALPHAsync Headset	Seite 20
PhotoBIOTIC Multicolor	Seite 21
PhotoBIOTIC Infrarot	Seite 22



PHYSIOTRON - Radionic

Cell Communicator	Seite 24
CellCom Radionic-Software	Seite 25
CellCom Radionic-Handelektroden	Seite 25
CellCom Radionic-Bioantenne	Seite 25

PHYSIOTRON - Accessories

Vitalzap, Multibox, Silberplus, PHYSIOTENSOR, Transportkoffer u. a.	Seite 26/27
--	-------------



PHYSIOTRON - Protection

E-shield	Seite 30/31
----------------	-------------

Produkte für mehr Energie und Wohlbefinden


Die **Magnetfeldstimulation** verschafft dem Organismus:

- mehr Regeneration und Entspannung
- mehr Aktivität, körperliche Vitalität und mentale Fitness
- bessere sportliche Potenziale
- erhöhte schulische oder berufliche Motivation



Die PHYSIOTRON Magnetfeldstimulation basiert auf über 28 Jahren Erfahrung und den Grundlagen bedeutender wissenschaftlicher Arbeiten. PHYSIOTRON macht sich die Kraft der Natur zu Nutze. Es werden natürliche, helfende, energiespendende Schwingungsfelder entsprechend den komplexen Anforderungen und dem spezifischen Bedarf des Anwenders aufgebaut. Durch eine regelmäßige Anwendung stellt sich ein natürliches Gleichgewicht ein, das die Energieproduktion, die innere Ruhe und die Ausgeglichenheit für Körper und Geist fördert.

CONTROLLER
BASIC INDUCTION
POINT INDUCTION
LIGHT INDUCTION
RADIONIC
PROTECTION



Wohlfühlen und gesund bleiben

Die Induktions- und Magnetfeldstimulation, eine komplementäre, bioenergetische Regulations-
technik, hat sich sowohl im privaten als auch im medizinischen Bereich stark etabliert.

Der Körper ist in der Einheit der physischen und mentalen Ebene manifestiert. Das professio-
nelle PHYSIOTRON System unterstützt,
beide Ebenen in Einklang zu bringen.



Controller Professional | Controller Basic

Das professionelle Steuerzentrum für alle PHYSIOTRON Magnetfeldanwendungen

Die intelligente und zuverlässige Steuerzentrale produziert pulsierendes und niederfrequentes Magnetfeld.



- Zweistellige Digitalanzeige
- Automatische Abschaltung nach Programmende
- Speicherung des zuletzt verwendeten Programms
- Deaktivierung des akustischen Stoppsignals möglich
- Kompatibel mit allen PHYSIOTRON Applikatoren, ALPHAsync* und PhotoBIOTIC*

*) nur in Verbindung mit dem Steuergerät PHYSIOTRON Controller Professional

Controller Professional

Art-Nr.: 1001

Impulsrate/Frequenz	1 Hz bis 28 Hz + 180 Hz
Programme	11 Basic, 19 Professional
Magnetische Feldstärke/Flussdichte	3 μ Tesla bis max. 250 μ Tesla
Timerlaufzeit	von 0 bis 60 Minuten

Controller Basic

Art-Nr.: 1002

Impulsrate/Frequenz	1 Hz bis 28 Hz + 180 Hz
Programme	11 Basic
Magnetische Feldstärke/Flussdichte	3 μ Tesla bis max. 250 μ Tesla
Timerlaufzeit	von 0 bis 60 Minuten

9 Spezialprogramme (optional)

Art-Nr.: 6001

Anwendungen	PhotoBIOTIC Multicolor*	PHYSIOpointer
	PhotoBIOTIC Infrarot*	PHYSIOpointer mini
	Cell Communication/Radionic	MULTIpointer
	Silberplus	Intensivapplikator
		Doppelpunktapplikator



CONTROLLER

CONTROLLER
BASIC INDUCTION
POINT INDUCTION
LIGHT INDUCTION
RADIONIC
PROTECTION



Natürliche elektromagnetische Schwingungsfelder harmonisieren die Energie im Körper und führen zu Ausgeglichenheit und innere Balance.

BASIC INDUCTION



RELAXSESSEL



MATTENAPPLIKATOREN



SEGMENTAPPLIKATOR



Relaxsessel

Abschalten und Auftanken – für Regeneration und Wohlbefinden

Die einzigartige Kombination aus Entspannung, Regeneration und Vitalisierung

- Optimaler Sitz- und Liegekomfort durch die körpergerechte Konstruktion
- Elektrisch verstellbarer Rücken- und Fußteil, Liegeposition in Herzwaage
- Extravagantes Design und ergonomische Linienführung
- Hochwertige Verarbeitung von edlen Materialien
- Rahmenkonstruktion aus massivem Stahl
- Bezug wahlweise in Leder, mit großer Farbauswahl
- Pulsierende Induktions-Magnetfeldstimulation*



Optional:
ALPHAsync Headset für audiovisuelle
Stimulation, Mentaltraining und Meditation (Seite 20)

*) nur in Verbindung mit dem Steuergerät PHYSIOTRON Controller Basic oder Professional

Relaxsessel*

Art-Nr.: 1030

Integrierter Induktionsfeld-Magnetfeldapplikator im Rückenbereich und Vibrationsmassage



BASIC INDUCTION

Relaxessel

Abschalten und Auftanken – für Regeneration und Wohlbefinden

BASIC INDUCTION



BASIC INDUCTION

Matten- und Segmentapplikator

Optimale Wirkung für Ganzkörper- und Segmentanwendung

Regeneration und Balance für den Körper

Disharmonien in den körpereigenen Schwingungsfeldern haben große Auswirkungen auf den Organismus und sind oft auch Ursache für Energiemangel und Unwohlsein.

Entspannen und dabei die richtige Schwingung im Körper beleben

Natürliche, elektromagnetische Schwingungsfelder harmonisieren die Energie im Körper. Vitalität und Wohlbefinden sind wichtige Energiequellen für Körper, Geist und Seele. Biologische, elektromagnetische Impulse sind wissenschaftlich erprobt und werden von Medizinern und Therapeuten seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt.



*) nur in Verbindung mit dem Steuergerät PHYSIOTRON Controller Basic oder Professional

Mattenapplikator*

Compact (Matte): 140 x 55 cm Art-Nr.: 1010
Long (Matte): 180 x 55 cm Art-Nr.: 1025
Sport (Matte): 105 x 30 cm Art-Nr.: 1008

Optimale Anwendung für Ganzkörperbehandlung
Pulsierendes, homogenes und unipolares magnetisches Induktions- und Magnetfeld, weißer Kunstleder-Bezug, desinfizierbar.

Feldstärke: ca. 3 μ Tesla bis 50 μ Tesla +/-20%
Polarisation: Gleichfeld / unipolar
Zuleitung: 300 cm

Segmentapplikator*

Art-Nr.: 1012

Maße: 43 x 30 cm

Optimal für lokale Anwendungen:

Kiefer, Nacken, Schulter, Arm, Ellenbogen, Hände, Rücken, Becken, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Knöchel, Fuß und Fußsohle
Pulsierendes, homogenes und unipolares magnetisches Induktions- und Magnetfeld, weißer Kunstleder-Bezug, desinfizierbar.


Feldstärke: ca. 3 μ Tesla bis 50 μ Tesla +/-20%
Polarisation: Gleichfeld / unipolar
Zuleitung: 300 cm





BASIC INDUCTION

Vertebra Mattenapplikator

Zur speziellen Wirbelsäulen-anwendung



Vertebra-Applikator: 2 in 1
PHYSIOTRON Patent Nr. 411427



Graphische Darstellung der vertikalen, magnetischen Flussdichte des Vertebra- und des Flächenapplikators.

*) nur in Verbindung mit dem Steuergerät PHYSIOTRON Controller Basic oder Professional

Vertebra Mattenapplikator*

Art-Nr.: 1011

Vertebra (Matte): 180 x 55 cm

Ganzkörper- und Wirbelsäulen-anwendung

Integration eines zweiten Applikators in Form eines großen „Schlüsselloches“, pulsierend, homogen und unipolar, gezielte Anwendung an Wirbelsäule, Wirbeln und Gelenkskörpern

Feldstärke: ca. 3 μ Tesla bis 50 μ Tesla +/-20%
Polarisation: Gleichfeld / unipolar
Zuleitung: 2 x 300 cm



BASIC INDUCTION

Veterinär Applikatoren

Magnetfeldanwendung im Veterinärbereich

Magnetfeldanwendungen für Haustiere, Kleintiere und Pferde

Stress ist, gleichermaßen wie beim Menschen, energieraubend für Körper und Geist des Tieres. Der Bewegungsapparat (Skelett, Muskeln, Sehnen usw.) wird ständig beansprucht, es können Disbalancen entstehen. Die Induktions- und Magnetfeldstimulation wird von den meisten Tieren gerne angenommen. Regeneration, Entspannung und körperliches Wohlbefinden werden positiv beeinflusst.



*) nur in Verbindung mit dem Steuergerät PHYSIOTRON Controller Basic oder Professional

Matten- & Segmentapplikatoren (Veterinärbereich)*

Sattel- und Wirbelsäulenapplikator	für Pferde, Kühe und größere Tiere (inkl. Tasche).....	Art-Nr.: 1310
Beinapplikator	für Pferde und größere Tiere, paarweise empfohlen...	Art-Nr.: 1311
Compact Mattenapplikator	für kleinere und mittelgroße Haustiere	Art-Nr.: 1012
Akku	für stromunabhängiges Arbeiten.....	Art-Nr.: 1022
Transporttasche	für komplettes Veterinärset	Art-Nr.: 5010



BASIC INDUCTION

CONTROLLER
BASIC INDUCTION
POINT INDUCTION
LIGHT INDUCTION
RADIONIC
PROTECTION



Bioenergetische Regulationstechniken auf den Punkt gebracht

Die Körperenergie fließt in einem Netz von Kanälen, auch Meridiane genannt, die von chinesischen Ärzten bereits vor der Zeit des „Gelben Kaisers“ (2400 v. Chr.) entdeckt wurden.

Nadellose, punktuelle Anwendungen und Akupunktur lassen die blockierte Energie im Körper wieder fließen. Im Fluss des Lebens sein, Energiekreisläufe harmonisieren, ausgleichen und sich wohlfühlen.



PHYSIOPINTER



PHYSIOPINTER MINI



INTENSIVAPPLIKATOR



MULTIPointer



DOPPELPUNKTAPPLIKATOR


PHYSIOpointer

Zur präzisen, nadellosen Stimulation von Körper-Akupunkturpunkten (TCM)

Für eine angenehme, schmerz- und stressfreie Akupunktur

Durch die Anwendung des PHYSIOpointers ist es möglich, Akupunkturpunkte zu stimulieren. Elektromagnetische Impulse erzeugen eine positive Wirkung auf das biologische Gewebe und harmonisieren den Energiefluss im Körper.

Die nadellose Akupunktur ist absolut schmerzfrei und verursacht keine Verletzungen. Sie ist optimal bei Kindern und bei Erwachsenen, die Angst vor Nadelstichen haben.



*) nur in Verbindung mit dem Steuergerät PHYSIOTRON Controller Basic oder Professional

PHYSIOpointer*

Art-Nr.: 1006

Präzise Anwendung an den Meridianen, Akupunkturpunkten, Akupressurpunkten und Reflexzonen

Feldstärke: 2,5 μ Tesla bis 25 μ Tesla
+/-20% in 5 mm Abstand zur Spitze

Optional: PHYSIOTRON Spezialsoftware
Programme 31 - 39



POINT INDUCTION

PHYSIOpointer mini

Zur präzisen, nadellosen Stimulation von Ohr-Akupunkturpunkten (TCM)

Für eine einfache und präzise Anwendung der nadellosen Akupunktur

Die kompakte, ergonomische Form des Pointers ermöglicht eine präzise Handhabung und Positionierung. Die Impulse werden punktgenau auf die vom Anwender bestimmten Stellen abgegeben.

Die nadellose Ohrakupunktur ist absolut schmerzfrei und leicht in der Bedienung.



*) nur in Verbindung mit dem Steuergerät PHYSIOTRON Controller Basic oder Professional

PHYSIOpointer mini*

Art-Nr.: 1033

Präzise Anwendung an Ohr-Akupunkturpunkten (Auriculo/Ohr)

Optimaler Einsatz in der Auriculo-Akupunktur, an den Meridianen, Akupunkturpunkten und Reflexzonen

Feldstärke: 2,5 μ Tesla bis 25 μ Tesla
+/-20% in 5 mm Abstand zur Spitze

Optional: PHYSIOTRON Spezialsoftware
Programme 31 - 39



MULTIpointer

Zur intensiven und simultanen Stimulation mehrerer Körperpunkte

Der PHYSIOTRON MULTIpointer stimuliert simultan bis zu sechs Körperpunkte gleichzeitig. Mittels Klebepads können die Points mit hoher Flexibilität an den gewünschten Positionen fixiert werden. Die Anwendung der Biostimulation ist einfach, effizient und völlig schmerzfrei. Optional können in Verbindung mit der PHYSIOTRON Multibox bis zu 4 MULTIpointer (24 Points) angeschlossen werden.



*) nur in Verbindung mit dem Steuergerät PHYSIOTRON Controller Basic oder Professional

MULTIpointer*

Art-Nr.: 1038

Kompatibilität: PHYSIOTRON Controller Professional mit Spezialsoftware Programme 31 - 39
PHYSIOTRON Controller Basic mit Spezialsoftware Programme 31 - 39

Feldstärke: 2,5 μ Tesla bis 25 μ Tesla (je Point)

MULTIpointer Fixierpads

Art-Nr.: 1038a

Fixierhilfe für die einzelnen Points



POINT INDUCTION

Intensivapplikator

Zur intensiven Stimulation spezifischer Körperregionen

Die kompakte, ergonomische Form des Intensivapplikators ermöglicht eine präzise Positionierung und intensive Wirkung.

Die richtige Position ist durch die kreisförmige Markierung an der Oberseite des Applikators gekennzeichnet.



*) nur in Verbindung mit dem Steuergerät PHYSIOTRON Controller Basic oder Professional

Intensivapplikator*

Art-Nr.: 1009

Intensive kleinflächige, lokale und akute Anwendung

Geeignet für Kopf, Kiefer, Nacken, Ohr, Schultergelenk, Ellbogengelenk, Handgelenk, Kniegelenk, Fußsohle, Fuß, Fußgelenk und an den Extremitäten

Feldstärke: 50 μ Tesla bis 250 μ Tesla +/-20% in 5 mm Abstand zur Fläche



Doppelpunktapplikator

Für Magnetfeldanwendungen an Gelenken, Kiefer und Ohren

Der Doppelpunktapplikator ist ein Spezialapplikator zur intensiven lokalen und doppelseitigen Behandlung.

Eine parallele Anwendung mit anderen PHYSIOTRON Applikationen ist (durch die PHYSIOTRON Multibox) möglich.



*) nur in Verbindung mit dem Steuergerät PHYSIOTRON Controller Basic oder Professional

Doppelpunktapplikator*

Art-Nr.: 1007

Lokale, präzise und doppelpunktuelle Anwendung

Geeignet für Kopf, Kiefer, Nacken, Ohren, Schultergelenk, Ellbogengelenk, Handgelenk, Kniegelenk, Fußgelenk und an den Extremitäten

Feldstärke: je Seite 6 μ Tesla bis 50 μ Tesla +/-20%



POINT INDUCTION

CONTROLLER
BASIC INDUCTION
POINT INDUCTION
LIGHT INDUCTION
RADIONIC
PROTECTION



Der Einfluss von Farben auf den Menschen ist eine der ältesten Behandlungsmethoden in der Naturheilkunde.

Ausgehend von der heilenden Wirkung des Sonnenlichts ordnete man einzelne Farben unterschiedlichen Charakteren zu – so entsprechen die Farben des Regenbogens exakt jenen Schwingungsbereichen, welche in unserem Körper für das Zusammenspiel der Kräfte verantwortlich sind.

Farblichtanwendungen harmonisieren und gleichen die Energie im Körper aus.



LIGHT INDUCTION

ALPHAsync Headset

Audiovisuelle Stimulation zum optimierten Mentaltraining und zum Entspannen

Innere Ruhe, Ausgeglichenheit sowie mentale und geistige Fitness unterstützen ein aktives Leben.

PHYSIOTRON ALPHAsync Headset mit Farblichtimpulsen und optional mit Musik ist Bestandteil des bioenergetischen Regulationskonzepts, mit dem das tägliche mentale Training erlebnisreich genossen werden kann.



*) nur in Verbindung mit dem Steuergerät PHYSIOTRON Controller Professional

ALPHAsync Headset*

Art-Nr.: 1035

Meditation, Mentaltraining, Entspannung, Harmonisierung, Energieausgleich

Eine Kombination aus Lichtimpulsen und optionaler Audiunterstützung, es besteht die Wahlmöglichkeit zwischen pulsierendem oder konstantem Licht mit einer oder mehreren Farben.

Lichtimpulse: konstant oder pulsierend (einstellbar)

Impulsrate/Frequenzen: 1 Hz bis 28 Hz + 180 Hz (programmabhängig)



LIGHT INDUCTION

PhotoBIOTIC Multicolor

Farblichtstimulation für Farbpunktur und Chakrenbehandlung

Farben begleiten uns jeden Tag und sie beeinflussen uns mehr, als wir denken.

- Rot stärkt die Lebenskräfte, es erhöht den Energiepegel.
- Orange ist ein Kraftspender, es repräsentiert vitale Stärke und Aktivität.
- Gelb steht für Sonnenlicht, Heiterkeit und Lebensfreude.
- Grün ist die Farbe der Mitte, beruhigt, ohne zu ermüden.
- Blau-türkis wirkt beruhigend und entspannend, fördert die Kommunikation.
- Indigo ist die Farbe der Ruhe, lässt Ganzheitliches erkennen.
- Violett gilt als Farbe des Geistes und der Spiritualität, fördert das seelische Gleichgewicht.
- Weiß symbolisiert Reinheit, Sauberkeit, Ordnung, Leichtigkeit und Vollkommenheit.
- Rosa steht für das emotionale Herz, für Sanftheit und Sinnlichkeit.
- Hellgrün symbolisiert Freude, Erfolg und Wohlstand.
- Hellblau lässt leichter visualisieren und träumen.



*) nur in Verbindung mit dem Steuergerät PHYSIOTRON Controller Professional

PhotoBIOTIC Multicolor*

Art-Nr.: 1051

Chakren, Energiezentren, Meridiansystem, Akupunktur- und Akupressurpunkte, Gelenke, Wirbelsäule, Terminalpunktbehandlung, Alarmpunkte der TCM (Mu-Punkte), MOXApunkte, Somatotope, Ohrakupunktur, Zonenbehandlung und kosmetische Anwendungen.

Magnetische Feldstärke: max. 10 μ Tesla +/-20%

Impulsrate/Frequenzen: 1 Hz bis 28 Hz + 180 Hz (programmabhängig)

Farben: rot, orange, gelb, grün, blau-türkis, indigo, violett

Optionale Farben: weiß, rosa, hellgrün, hellblau Art-Nr.: 1052

Optional: PHYSIOTRON Spezialsoftware Programme 31 - 39 Art-Nr.: 6001



LIGHT INDUCTION

PhotoBIOTIC Infrarot

Anwendung an Meridianen, Akupunkturpunkten, Gelenken und Wirbelsäule

Leben ist Licht – ohne Licht (Photonen) kein Leben

Photonen sind Lichtquanten und physikalisch die kleinsten Elemente des Sonnenlichts. Photonen informieren die Zellen durch Förderung der Zellkommunikation mit positivem „Gesprächsstoff“. Photonen sind nicht nur Energiespender, sondern auch ein Ordnungsfaktor im Organismus. Biophotonen harmonisieren und regenerieren Informationen im biologischen System.



*) nur in Verbindung mit dem Steuergerät PHYSIOTRON Controller Professional

PhotoBIOTIC Infrarot*

Art-Nr.: 1050

Meridiansystem, Akupunkturpunktzonen, Gelenke, Wirbelsäule

Optimierte Kombination aus Infrarotlicht, Rotlicht und elektromagnetischen Impulsen

Magnetische Feldstärke: max. 10 μ Tesla +/-20%

Peakwellenlänge: 940 nm (Infrarotlicht), 660 nm (sichtbares Rotlicht)

Lichtintensität per LED: 10 mW / 4000 mcd

Impulsrate/Frequenz: 3 Hz bis 12,5 Hz + 180 Hz (synchron zu MF)

Optional: PHYSIOTRON Spezialsoftware Programme 31 - 39 Art-Nr.: 6001



LIGHT INDUCTION

CONTROLLER
BASIC INDUCTION
POINT INDUCTION
LIGHT INDUCTION
RADIONIC
PROTECTION



Die CellCom Radionic ist ein biophysikalisches Regulationsverfahren.

Ungleichgewichte in den Informationssystemen der Menschen, der Tiere, der Pflanzen und der Unternehmen werden ausbalanciert und harmonisiert.

Dieses faszinierende und bereits bewährte Analyse- und Testverfahren beruht auf der Möglichkeit, das innere, höhere Bewusstsein zu konsultieren.

Die Cell Communication nutzt die unterschiedlichen Ebenen des Zellgedächtnisses, um Veränderungsprozesse in Gang zu setzen.

Die radionische Abfrage analysiert die Hintergründe verschiedener Vorgänge des menschlichen Gedankengutes und balanciert diese nach Angaben des höheren Bewusstseins.



CELL COMMUNICATOR



CELLCOM RADIONIC-SOFTWARE

CellCom | Radionic

Arbeiten nach dem radionischen Prinzip des feinstofflichen Datenabgleichs



Ausleiten von belastenden feinstofflichen Informationen, physischen und substantiellen Elementen oder Glaubenssätzen

Einleiten und informieren von physischen Elementen und Glaubenssätzen auf feinstofflicher Ebene

Harmonisieren des Biofeldes von Menschen, Tieren, Firmen, Pflanzen und Landschaften

Schwingungsübertragung von feinstofflicher Information auf Substanzen

*) nur in Verbindung mit dem Steuergerät PHYSIOTRON Controller Basic oder Professional

Cell Communicator*

Art-Nr.: 1003

Anschlüsse: 1 Geräteanschluss, 1 Applikatoranschluss, 1 Interfaceanschluss, 2 CellCom Handelektroden-Anschlüsse

Bedienfunktionen: Ein- und Ausgangsbecher für Ein- und Ausleitung, Kopiervorgang

Software: PHYSIOTRON Spezialsoftware erforderlich (Programme 31 bis 39)
PHYSIOTRON CellCom Radionic-Software für die Computerbedienung – optional



RADIONIC

Cell Com | Radionic

Arbeiten nach dem radionischen Prinzip des feinstofflichen Datenabgleichs



Automatische radionische Analyse mit Unterstützung einer umfassenden Datenbank (geeignet für PC Systeme ab Windows XP)

CellCom Radionic-Software

Art-Nr.: 6009

Vertrag für regelmäßige **Datenbankupdates**

CellCom Radionic-Software Servicevertrag

Art-Nr.: 6002



CellCom Radionic-Handelektroden (optional): zur messtechnischen Realisierung und Wahrnehmung des bioenergetischen Feldes, Verbindung des Klienten zur Analyse der Cell Communication oder radionischen Softwareanalyse

CellCom Radionic-Handelektroden*

Art-Nr.: 1032



CellCom Radionic-Bioantenne zur Übertragung von Informationsfeldern und Induktionsenergie
Maße: 43 x 30 cm

CellCom Radionic-Bioantenne*

Art-Nr.: 1012

*) nur in Verbindung mit dem Steuergerät PHYSIOTRON Controller Basic oder Professional



RADIONIC

Accessories

Zubehör für die Arbeit mit PHYSIOTRON Produkten



Vitalzap:

Durch die Übertragung von speziellen Frequenzen und positiver elektrischer Kraft werden Ungleichgewichte reduziert und der Energiefluss und die Vitalität gefördert.

CellCom Radionic-Handelektroden:

Zur Anwendung für Cell Communication und Radionic

Vitalzap/CellCom Radionic-Handelektroden*

Art-Nr.: 1032



Applikatoren-Verteiler für die gleichzeitige Nutzung von bis zu 4 **PHYSIOTRON Applikatoren**

Multibox*

Art-Nr.: 1005



Zur Herstellung von kolloidalen Silberlösungen

Kolloidales Silber wird mit destilliertem Wasser hergestellt. Pflanzen und Gemüse können mit Silberkolloid (elektrisch geladene Silberpartikeln) besprüht oder gegossen werden.

Silberplus*

Art-Nr.: 1034

*) nur in Verbindung mit dem Steuergerät PHYSIOTRON Controller Basic oder Professional

Accessories

Zubehör für die Arbeit mit PHYSIOTRON Produkten



PHYSIOTENSOR

PHYSIOTENSOR Standard	Art-Nr.: 1044
PHYSIOTENSOR Vario (Holzring-Antenne verstellbar 43-56cm)	Art-Nr.: 1045
PHYSIOTENSOR Midi (Metallring-Antenne verstellbar 25-36cm)	Art-Nr.: 1046
PHYSIOTENSOR Mini (Metallkugel-Antenne verstellbar 15-25cm)	Art-Nr.: 1043
PHYSIOTENSOR Disc (nur für Artikel 1044 und 1045)	Art-Nr.: 1042
PHYSIOTENSOR Elektrode	Art-Nr.: 1041



Großer Aufbewahrungs- und Transportkoffer
inklusive eingebautem Akku und einer Ladestation für
den stationären oder mobilen Einsatz (ohne Inhalt).

Transportkoffer Maxi

Art-Nr.: 1024



LIGHT INDUCTION



RADIONIC

Mittelgroßer Aufbewahrungs- und Transportkoffer
inklusive eingebautem Akku und einer Ladestation für
den stationären oder mobilen Einsatz (ohne Inhalt). Als
Set für **LIGHT INDUCTION** oder als Set für **RADIONIC**
konfigurierbar.

Transportkoffer Midi

Transportkoffer Midi RADIONIC	Art-Nr.: 1036
Transportkoffer Midi LIGHT INDUCTION	Art-Nr.: 1037

E-shield

Natürliche Ableitung von elektrischen Feldern

Viele Stunden täglich verbringen wir bewusst oder unbewusst unter belastenden Feldern bzw. Strahlungen, die zu Disharmonien in den biologischen Regelkreisläufen führen und uns dadurch die so wichtige Lebensenergie rauben können.



CONTROLLER
BASIC INDUCTION
POINT INDUCTION
LIGHT INDUCTION
RADIONIC
PROTECTION



PHYSIOTRON E-shield - natürlich und einzigartig zur Ableitung von elektrischen Feldern und zum Schutz vor geopathischen Belastungen

PHYSIOTRON E-shield verwenden zufriedene Kunden bereits seit mehr als 14 Jahren mit sehr gutem Erfolg. Spezielle Materialien und moderne Verarbeitungstechniken harmonisieren störende, energieraubende Felder und ermöglichen einen stressfreien Schlaf. Disharmonien durch flächendeckende Strom- und Strahlenbelastungen an Ruhe- und Schlafplätzen werden ausgeglichen.

Belastungen durch geopathische Störfelder wie Wasseradern, Globalgitternetze, Verwerfungen und Currynetze werden harmonisiert und die Regulationsphasen von Körper und Geist gefördert. **PHYSIOTRON E-shield** bietet die Basis für eine angenehme Nachtruhe, einen stressfreien Arbeitstag und sorgt für optimale, harmonische Schlafqualität.



E-shield

Natürliche Ableitung von elektrischen Feldern



Geprüfte PHYSIOTRON E-shield-Qualität für mehr Wohlbefinden

Die PHYSIOTRON Qualitätsmerkmale für Ihr Wohlbefinden wurden jahrelang getestet und werden regelmäßigen Qualitätskontrollen unterzogen.

PHYSIOTRON E-shield Materialeigenschaften

Oberseite

Silver Protect: Micro Care Doppeltuchbezug mit Silberfäden, verstept mit Faservlies

Unterseite

Komfortgewebe: strapazierfähig, waschbar, rutschhemmend

Kern

PHYSIOTRON E-shield Spezialgewebe:

leitet technisch erzeugte elektrische Felder ab.

- Physikalische Wirksamkeit durch eine wesentliche Reduzierung niederfrequenter Felder
- Biologische Wirksamkeit durch den Ausgleich und die Harmonisierung vieler Disharmonien
- Schützt vor geopathischen Feldern und hilft dem Organismus, sich optimal zu regenerieren

PHYSIOTRON E-shield Ableitung

Die notwendige Erdung erfolgt über einen sicherheitsgeprüften Erdungsstecker (CE, VDE), erhältlich als Eurostecker und Schweizerstecker. Nicht verwendbar bei einer veralteten Elektroanlage mit „klassischer“ Nullung. Vor der Installation sollte immer die Erdung auf ihre Funktion geprüft werden! Das Erdungskabel kann variabel an zwei dafür vorgesehenen Erdungsknöpfen montiert werden.



PROTECTION

E-shield

Natürliche Ableitung von elektrischen Feldern



PHYSIOTRON E-shield

- PHYSIOTRON E-shield Kinderbett: 60 x 120 cm**
Kinderbettsystem inkl. 3 m Erdungskabel Art-Nr.: 1212
- PHYSIOTRON E-shield Einzelbett: 90 x 200 cm**
Bettsystem inkl. 3 m Erdungskabel Art-Nr.: 1210
- PHYSIOTRON E-shield Einzel- oder Doppelbett: 140 x 200 cm**
Bettsystem inkl. 3 m Erdungskabel Art-Nr.: 1229
- PHYSIOTRON E-shield Bürosessel: 40 x 40 cm**
Sesselsystem inkl. 3 m Erdungskabel Art-Nr.: 1214
- PHYSIOTRON E-shield Comfort Spiral-Erdungskabel - Officeline**
65 cm bis 250 cm mit Montage-Set Art-Nr.: 1507
- PHYSIOTRON E-shield Standard Erdungskabel 3 m** Art-Nr.: 1506



